

ORTOFLEXT

LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA

ÓRTESIS Y PRÓTESIS

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**



Fabricante de Órtesis y Prótesis.

Elaboramos este catálogo con la finalidad de mostrarles nuestros diseños Protésicos y Ortésicos.

Empleando materiales de la más alta calidad, específicos para ortopedia, elaborados con técnicas actualizadas.

Agradeciendo su amable atención reciba un cordial saludo, esperando colaborar con usted en su profesión.

O.P. FERNANDO A. GARCÍA HERNÁNDEZ
Ced. Prof. 0929345



PRÓTESIS DE MIEMBRO INFERIOR





ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

PARCIAL DE PIE DE POLIPROPILENO



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

PARCIAL DE PIE DE FIBRA DE CARBÓN



FORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

PARCIAL DE PIE DE FIBRA DE CARBÓN

Con funda cosmética.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

DE PIE PEDIÁTRICA
De polipropileno y pelite.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSTIBIAL

Socket de polipropileno interface de pelite y pie tipo Sach.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSTIBIAL

Socket de polipropileno interface de silicón, conector distal.
Pie para actividad media de fibra de carbón.



ORTOFLEX
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSTIBIAL

Socket de fibra de carbón interface de silicón, conector distal, pie para actividad media de fibra de carbón.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




PRÓTESIS

DESARTICULADO DE RODILLA

Socket de polipropileno con contención de fibra de carbón
y pie tipo Sach.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




PRÓTESIS

TRANSFEMORAL

Socket de polipropileno con contención de resina acrílica, válvula de succión, rodilla de bloqueo con carga, pie tipo Sach.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSFEMORAL

Socket de polipropileno, válvula automática, rodilla de bloqueo con carga y pie tipo Sach.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSFEMORAL

Socket de polipropileno, interface de silicón con conector distal, rodilla de bloqueo con carga ligera, pie tipo Sach.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSFEMORAL

Socket de polipropileno, válvula de succión,
rodilla policéntrica de bloqueo con carga, pie tipo Sach.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSFEMORAL

Socket de polipropileno con contención de resina acrílica, válvula de succión, rodilla policéntrica, pie tipo Sach.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




PRÓTESIS

TRANSFEMORAL

Socket de polipropileno con contención de resina acrílica, válvula automática rodilla policentrica, pie articulado.



ORTOFLEX
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSFEMORAL

Socket de polipropileno con contención de fibra de carbón, válvula de succión, rodilla policéntrica, pie de fibra de carbón.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




PRÓTESIS

TRANSFEMORAL

Socket de polipropileno con contención de resina acrílica, interface de silicón, conector distal, rodilla neumática policéntrica, rotador y dispositivo de torsión, pie para actividad media de fibra de carbon.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSFEMORAL

Socket de polipropileno con interface de silicón, conector distal, rodilla neumática policéntrica, pie para actividad media de fibra de carbón.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSFEMORAL

Socket de polipropileno, contención de fibra de carbón,
válvula automática, rodilla policéntrica de aleación de aluminio,
unidad y pie de fibra de carbón.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

DESARTICULADO DE CADERA

Canastilla pélvica de polipropileno con contención de fibra de carbón, articulación modular de cadera, rodilla neumática, rotador, pie para actividad media de fibra de carbón.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

ORTOPRÓTESIS

Socket de polipropileno, articulación de rodilla con barras laterales, pie Sach.



PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR





ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




PRÓTESIS

FUNCIONAL PARA PULGAR

Socket de polipropileno.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




PRÓTESIS

TRANSRADIAL

Socket de resina acrílica, mano mecánica y guante cosmético.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSRADIAL

Socket de resina acrílica y gancho mecánico.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




PRÓTESIS

TRANSRADIAL

Socket de polipropileno, barras articuladas con amplitud de movimiento, cople de flexión múltiple y gancho mecánico.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



PRÓTESIS

TRANSHUMERAL

Socket de resina acrílica, codo mecánico de trava y destrava, mano mecánica con guante cosmético.



ÓRTESIS DE MIEMBRO INFERIOR





ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

INSERTOS DE POLIPROPILENO



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

PLANTILLAS ORTOPÉDICAS

Piel, Vinil, Pelite, Plastazote y PPT.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

PLANTILLA PROTÉSICA

Pelite, plastazote.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

FÉRULA DE HALLUX VALGUS



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

TOBILLO PIE (OTP)



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

OTP 1



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

OTP ARTICULADA
Con tope a 90°.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

OTP con articulación tipo gillette



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

OTP con articulación tipo Tamarack



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

SARMIENTO TIBIAL



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

RODILLERA PARA RECURVATUM



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

Férula de polipropileno muslo-podalica.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

Férula de polipropileno muslopodálica doble
ensamble.



ORTOFLEXT

LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

SARMIENTO FEMORAL

Con inmovilizador de cadera.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




ÓRTESIS

DESCARGA ISQUIÁTICA
Tipo Tachdjian.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

BARRA DE DENNIS BROWN



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

DESROTADORA

Para miembros pélvicos.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

APARATO CORTO UNILATERAL



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

APARATO CORTO

Con articulación tipo Klenzack.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




ÓRTESIS

LARGA UNILATERAL

Con articulación de rodilla y tobillo.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

LARGA UNILATERAL MIXTA

De polipropileno, a muslo.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

LARGA UNILATERAL CON CINTURÓN PÉLVICO

Articulación de cadera, rodilla y tobillo.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

LARGA BILATERAL CON CINTURÓN PÉLVICO
Articulación de cadera, rodilla y tobillo.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

LARGA BILATERAL

Con corset toracolumbar, articulación de cadera, rodilla y tobillo.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

LARGA BILATERAL

Mixta, con cinturón pélvico, manguera desrotadora, articulación de rodilla y férulas de polipropileno.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




ÓRTESIS

MARCHA RECÍPROCA (RGO)
Para usuarios con lesión medular.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

PARA VARO-VALGO



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

ABDUCCIÓN DE CADERA



ÓRTESIS DE TRONCO - CABEZA





ORTOFLEX
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




ÓRTESIS

CORSET LUMBOSACRO



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

CORSET TAYLOR



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

CORSET TIPO JEWET OVALO



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

CORSET TIPO JEWET EN CRUZ



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

CORSET DOBLE ENSAMBLE DE POLIPROPILENO



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

CORSET TIPO TLS DE POLIPROPILENO



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

COLLARIN TIPO SOMI



ORTOFLEX

LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

CORSET TIPO MILWAUKEE

Collarín y barras de acero, apoyos mentón occipital y canastilla de polipropileno con soporte lateral.



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

TIPO CASCO DE POLIPROPILENO



ÓRTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR





ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

FÉRULA DINÁMICA PARA PULGAR



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA




ÓRTESIS

FÉRULA DE MUÑECA



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

FÉRULA DE MANO DINÁMICA



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

FÉRULA BRAQUIPALMAR



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

SARMIENTO PARA CODO



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

FÉRULA PARA CODO



ORTOFLEX
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

SARMIENTO HUMERAL CORTO



ORTOFLEXT
LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA



ÓRTESIS

SARMIENTO HUMERAL LARGO



En este catálogo se muestran algunas de las ortesis y prótesis que Ortoflex tiene al servicio de usted.

Si necesita algún aditamento especial, pongase en contacto con nosotros, estamos a sus órdenes.





ortoflex@gmail.com
contacto@ortoflex.com.mx
www.ortoflex.com



ORTOFLEXT

LA SUSTITUCIÓN Y DISPOSICIÓN CORRECTA

ortoflex



www.ortoflex.com